

# Sedere

## Zubehör und Ersatzteile für Sedex 60 / 75



Hersteller Nr.	Bestell Nr.	Beschreibung
45013	21028	Anschlusskapillare (mit Verschraubung 45014), PTFE
55500	21019	Autozero-Kabel
75016	21132	Dichtung für Abfallschlauch, PTFE
55015	21034	Dichtung für Verdampferrohr, Ø 13 mm, PTFE
55017	21045	Dichtung für Verdampferrohr, Ø 13 mm, PTFE
55018	21047	Dichtung für Vernebler, Ø 30 mm, PTFE
45200	21022	Drain Assembly (inkl. Fitting, Best.-Nr. 45108)
45108	21023	Drain Assembly Fitting
45100	81800	Druckregler mit Submikrofilter
55070	21031	Druckschlauch für Verneblergas (mit Fitting SS), 4 mm ID
45014	21029	Edelstahl 1/16" Verschraubung mit Ferrule
55013	21066	Edelstahlkapillare für den Anschluß an die Verneblerdüse (einschließlich Verschraubung 45014)
45007	21035	Halterung für Gasregler
55223	21007	Quarz-Kapillare 325 µm
45018	21029	Schlauchanschluss für Gasregler (45 100), 6 mm ID
55033	21044	Schrauben für Frontabdeckung
45700-13	21016	schwarze Kunststoffverschraubung, Ø 13 mm
45700-22	21015	schwarze Kunststoffverschraubung, Ø 30 mm
55400	21018	Signalkabel
55102-13	21064	Temperierbare Verneblerkammer
85080	21126	TTL Signal Converter auf CC Signal
85013	21119	Validierungs Kit zur Temperaturkontrolle
45002-13	21012	Verneblerkammer
55014	21038	Verschraubung für Schlauchdurchführung, Ø 4 mm
45800	21013	Wolfram-Halogenlampe
<b>Verneblereinheiten</b>		
04-75008	21109	CC Vernebler, 1,0 - 4,0 ml/min, roter Schrumpfschlauch, 1 Ring, für Sedex 60/75
04-75003	21108	HPLC Vernebler, 0,2 - 2,5 ml/min, schwarzer Schrumpfschlauch, 2 Ringe, für Sedex 60/75
04-75087	21107	Low Flow Vernebler, 35 µl/min - 900 µl/min, gelber Schrumpfschlauch, 2 Ringe, für Sedex 75
04-75022	21113	Mikro Vernebler, 4 - 40 µl/min, blauer Schrumpfschlauch, 2 Ringe, für Sedex 75
45019	21062	SFC Vernebler für Sedex 75
04-75008	21109	CC Vernebler, 1,0 ml/min - 4,0 ml/min, rote Dichtung 1 Ring, für Sedex 75