

Shodex Säulen

Affinitätschromatographie

Produktname	Maße	Einsatzbereich	Ligand
AFpak AAB-894	8 x 50 mm	Serin Protease	Aminobenzamidin
AFpak AAF-894	8 x 50 mm	RNA, DNA, Vitamine	Acriflavin
AFpak AAM-894	8 x 50 mm	NAD, ATP Enzyme	5`AMP
AFpak AAP-894	8 x 50 mm	Serin Protease	Aprotinin
AFpak AAV-894	8 x 50 mm	Biotin Derivate	Avidin
AFpak ABA-894	8 x 50 mm	Chirale Trennungen (Aminosäuren)	Rinderserum Albumin
AFpak ABT-894	8 x 50 mm	Avidin	Biotin
AFpak ACA-894	8 x 50 mm	Glycoproteine, Polysaccharide	Concavalin A
AFpak ACB-894	8 x 50 mm	Albumin, NDA Enzyme	Cibacron Blau
AFpak ADS-894	8 x 50 mm	Lipoproteine, Blutgerinnungsfaktoren	Dextransulfat
AFpak AED-894	8 x 50 mm	Nucleinsäuren, Serum Proteine	Ethylendiamid-diazidsäure
AFpak AGA-894	8 x 50 mm	Lektin	N-Actylglucosamin
AFpak AGE-894	8 x 50 mm	Fibronektin etc.	Gelatine
AFpak AGT-894	8 x 50 mm	Enzyme für Glutathion	Glutathion
AFpak AHR-894	8 x 50 mm	Lipoproteine, Blutgerinnungsfaktoren	Heparin
AFpak AIA-894	8 x 50 mm	Interferon, Serum Proteine	Iminodiazid Säure
AFpak ALC-894	8 x 50 mm	Glycoproteine, Polysaccharide	Lentil Lektin
AFpak ALS-894	8 x 50 mm	Plasminogen, DNA, RNA	Lysin
AFpak ANA-894	8 x 50 mm	NAD abhängige Dehydrogenase	NAD
AFpak AOV-894	8 x 50 mm	Trypsin ähnliche Protease	Ocomucoid

Shodex Säulen

Affinitätschromatographie

Produktname	Maße	Einsatzbereich	Ligand
AFpak APA-894	8 x 50 mm	IgG, Immunkomplexe	Protein A
AFpak APB-894	8 x 50 mm	Nukleinsäuren, Catecholamine	Aminophenylborsäure
AFpak APD-894	8 x 50 mm	NAD, NADP-Enzyme, Interferon	Procion rot
AFpak APE-894	8 x 50 mm	C-reaktive Proteine	Phosphorylethanolamin
AFpak APG-894	8 x 50 mm	IgG, Immunkomplexe	Protein G
AFpak APH-894	8 x 50 mm	Alkalophile Protease	Phenylalanin
AFpak APR-894	8 x 50 mm	IgM etc.	Protamin
AFpak ARC-894	8 x 50 mm	Glycoproteine, Polysaccharide	RCA-I
AFpak AST-894	8 x 50 mm	Trypsin ähnliche Protease	Sojabohnen Trypsin Inhibitor
AFpak AWG-894	8 x 50 mm	Glycoproteine, Polysaccharide	Weizen Agglutinin
AFpak AGO-494	4,6 x 10 mm	Glukose Oxidase	Glukose
AFpak ACH-494	4,6 x 10 mm	Cholin, Acetylcholin	Cholin / Acetylcholin Oxidase