

Shodex Säulen

GPC Probenaufbereitung

Produktname	Beschreibung	Anwendung
GPC Clean Up		
CLNpak EV-200	2,0 x 150 mm; 16 µm	GPC Clean Up für Pestizidrückstände in Lebensmitteln
CLNpak EV-2000	20 x 300 mm; 16 µm	GPC Clean Up für Pestizidrückstände in Lebensmitteln
CLNpak EV-G	Vorsäule, 20,0 x 100 mm; 16 µm	
CLNpak EV-2000 AC	20 x 300 mm; 16 µm	GPC Clean Up für Pestizidrückstände in Lebensmitteln
CLNpak EV-G AC	Vorsäule; 20 x 100 mm; 16 µm	
CLNpak PAE-800	8,0 x 300 mm; 5 µm	Probenaufreinigung in biologischen Proben, Blut und Sedimenten
CLNpak PAE-2000	20 x 300 mm; 5 µm	Probenaufreinigung in biologischen Proben, Blut und Sedimenten
CLNpak PAE-G	Vorsäule; 8,0 x 50 mm; 9 µm	
CLNpak PAE-800 AC	8,0 x 300 mm; 5 µm	Probenaufreinigung in biologischen Proben, Blut und Sedimenten
CLNpak PAE-2000 AC	20 x 300 mm; 5 µm	Probenaufreinigung in biologischen Proben, Blut und Sedimenten
CLNpak PAE-G AC	Vorsäule; 8,0 x 50 mm; 9 µm	